

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dnttip2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Qje6

Numero articolo: CM0023694



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al DNTTIP2 umano (ERBP/TdIF2). Verificato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con il mouse. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione e della biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DNTTIP2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ERBP; FCF2; TdDIF2; HSU15552; LPTS-RP2; DNTTIP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	30836
Gene ID	30836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 del DNTTIP2 umano (NP_055412.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q5QJE6
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio