

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dock1 Per Wb, Elisa - B2Ruu3

Numero articolo: CM0019833

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al DOCK1 umano (DOCK180/ced5), validato per Western blot e ELISA. Utile per lo studio della segnalazione mediata da fattori di scambio nucleotidico guaninico e della dinamica di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | DOCK1 Coniglio pAb                                                                                                    |
| Osservazioni/Alias  | ced5; DOCK180; DOCK1                                                                                                  |
| Specie              | Umano                                                                                                                 |
| GeneID (Umano)      | 1793                                                                                                                  |
| GeneID              | 1793                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1766-1865 del DOCK1 umano (NP_001371.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                 |
| SWISS               | B2RUU3                                                                                                                |
| Peso proteico       | 215kDa                                                                                                                |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                    |