

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dock3 Per Wb, Elisa - Q8Izd9

Numero articolo: CM0023776

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia DOCK3 umano (PBP/MOCA). Adatto per Western blot e ELISA. Esplora i meccanismi della malattia di Alzheimer e la segnalazione del citoscheletro con questo reagente validato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DOCK3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	PBP; MOCA; NEDIDHA; DOCK3
Specie	Uomo
ID genico	1795
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1348-1673 di DOCK3 umano (NP_004938.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q8IZD9
Peso proteico	233KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio