


Anticorpo Policlonale Anti-Dock7 Per Wb, Elisa - Q96N67

Numero articolo: CM0019599



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DOCK7 umano (Q96N67). Adatto per WB ed ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. DOCK7 è un GEF di Rac1/3 coinvolto nella polarizzazione neuronale e nella regolazione del citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-DOCK7
Note/alias	ZIR2; DEE23; EIEE23; DOCK7
Specie	Umano
GeneID (umano)	85440
GeneID	85440
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di DOCK7 umano (NP_001354490.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96N67
Peso della proteina	243 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante