

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dog-1/Tmem16A Per Wb, Elisa - Q5Xxa6

Numero articolo: CM0020442

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro DOG-1/TMEM16A (ANO1) umano, validato per WB ed ELISA con reattività crociata Umana e del Mouse. Adatto per lo studio dei canali del cloro attivati dal calcio, la motilità gastrointestinale e la secrezione delle vie aeree.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DOG-1/TMEM16A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DOG1; INDMS; TAOS2; ORAOV2; TMEM16A; ANO1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55107
GeneID	55107
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-210 di ANO1 umano (NP_060513.5).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q5XXA6
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio