


Anticorpo Monoclonale Anti-Dok1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99704

Numero articolo: CM0002319



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia DOK1 umano (docking protein 1). Convalidato per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA con reattività crociata verso campioni umani e di topo. Utile per lo studio della segnalazione insulinica e delle vie di attivazione delle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DOK1 mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	pp62; P62DOK; DOK1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1796
GeneID	1796
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 382-481 di DOK1 umano (Q99704)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q99704
Peso proteico	52 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio