


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dok1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99704

Numero articolo: CM0027825



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DOK1 (Docking protein 1, p62(dok), pp62). Validato per uomo, topo, ratto in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Bersaglia le vie di segnalazione dell'insulina e di attivazione dell'integrina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DOK1 Rabbit pAb
Note/Alias	pp62; P62DOK; DOK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1796
GeneID	1796
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di DOK1 umano (NP_001372.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99704
Peso Molecolare Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio