

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dok4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tew6

Numero articolo: CM0016560

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a DOK4 umano (IRS5). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione RET e della differenziazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	DOK4 Rabbit pAb
Note/Alias	IRS5; IRS-5; DOK4
Specie	Umano
Gene ID	55715
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-326 di DOK4 umano (NP_060580.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TEW6
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio