


Anticorpo Policlonale Anti-Dok5 Per Wb, Elisa - Q9P104

Numero articolo: CM0018604



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DOK5 umano (IRS-6), validato per Western blotting ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sulla segnalazione RET, differenziazione neuronale e via delle MAP chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DOK5 Rabbit pAb
Note/Alias	IRS6; IRS-6; C20orf180; DOK5
Specie	Umano
GeneID (umano)	55816
GeneID	55816
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 237-306 di DOK5 umano (NP_060901.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9P104
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio