


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dopamina Beta-Idrossilasi Per Wb Ed Elisa - P09172

Numero articolo: CM0007298



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro la dopamina beta-idrossilasi (DBH) umana, adatto per WB ed ELISA. Strumento essenziale per lo studio della biosintesi delle catecolamine, della regolazione dei neurotrasmettitori e dei relativi meccanismi patologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro la dopamina beta-idrossilasi
Note/alias	DBM; ORTHYP1; Dopamina beta-idrossilasi
Specie	Umana
GeneID (umana)	1621
GeneID	1621
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-250 della dopamina beta-idrossilasi umana (NP_000778.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P09172
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante