

Anticorpo Policlonale Anti-Recettore Della Dopamina D3 (Drd3) Per Wb, Elisa - P35462

Numero articolo: CM0017809



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al Recettore della Dopamina D3 (DRD3) umano per WB ed ELISA. Adatto per il rilevamento in campioni di topo e ratto. Per la ricerca sulla segnalazione dopaminergica, i disturbi neuropsichiatrici e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Recettore della Dopamina D3 (DRD3) Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb)
Note/Alias	D3DR; ETM1; FET1; Recettore della Dopamina D3 (DRD3)
Specie	Umano
GeneID	1814
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del DRD3 umano (NP_000787.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P35462
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio