

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Il Recettore Della Dopamina D3 (Drd3) Per Wb, Elisa - P35462

Numero articolo: CM0008958



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il recettore della dopamina D3 (DRD3) umano, per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca neuroscientifica sulla segnalazione dopaminergica e sui disturbi neuropsichiatrici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro il recettore della dopamina D3 (DRD3)
Annotazioni/Alias	D3DR; ETM1; FET1; Dopamine Receptor D3 (DRD3)
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	1814
GeneID	1814
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa negli amminoacidi 1-100 del recettore della dopamina D3 (DRD3) umano (P35462).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35462
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio