


Anticorpo Policlonale Anti-Trasportatore Della Dopamina/Slc6A3 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01959

Numero articolo: CM0014814



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al trasportatore della dopamina/SLC6A3 umano. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Indicato per studi di neuroscienze e sui trasportatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Trasportatore della dopamina/SLC6A3, pAb di coniglio
Note/alias	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1; Trasportatore della dopamina/SLC6A3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6531
GeneID	6531
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del trasportatore della dopamina/SLC6A3 umano (NP_001035.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q01959
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante