

Anticorpo Policlonale Anti-Dot1L/Kmt4 Per Wb, Elisa - Q8Tek3

Numero articolo: CM0017729



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting Dot1L/KMT4 umano (H3K79 metiltransferasi), validato per WB e ELISA, reagisce crociato con ratto e topo. Ideale per studi sulla regolazione della cromatina e il silenziamento genico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Dot1L/KMT4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DOT1; KMT4; Dot1L/KMT4
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	84444
ID Gene	84444
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di Dot1L/KMT4 umano (NP_115871.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto, Topo
SWISS	Q8TEK3
Peso Proteico	165 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio