

Anticorpo Policlonale Anti-Doublecortina Per Wb, If/Icc, Elisa - O43602

Numero articolo: CM0014969



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Doublecortina umana (DCX), validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Adatto per studi sulla migrazione neuronale e sullo sviluppo corticale.

Ulteriori informazioni

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Doublecortina Rabbit pAb
Note/Alias	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortina
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	1641
ID del gene	1641
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 265-365 della Doublecortina umana (NP_835365.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O43602
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante