

Anticorpo Policlonale Anti-Doublecortin di
Coniglio validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA;
reagisce con umano, topo, ratto. Prodotto
utilizzando immunogeno ricombinante; ideale
per studi sulla migrazione neuronale e sulla
laminazione corticale.

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale (pAb) Anti-Doublecortin di Coniglio
Note/Alias	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1641
GenelD	1641
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 265-365 della Doublecortin umana (NP_835365.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43602
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio