

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Doublecortina Per Wb, Elisa - O43602

Numero articolo: CM0006384



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Doublecortina validato per applicazioni Western blot e ELISA, in grado di rilevare la Doublecortina umana, di topo e di ratto (41 kDa). Adatto per studi sul neurosviluppo e sulla migrazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Doublecortin Rabbit mAb
Note/Alias	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
Specie	Umana
ID genico (Uomo)	1641
ID genico	1641
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 265-365 della Doublecortina umana. (NP_835365.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43602
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio