

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Doublecortin Per Wb, Elisa - 043602

Numero articolo: CM0002031

introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Doublecortin validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sulla migrazione neuronale e sulla biologia dello sviluppo.

Ulteriori informazioni

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Doublecortin Coniglio mAb
Note/Alias	DC, DBCN, LISX, SCLH, XLIS, Doublecortin
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1641
Gene ID	1641
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del Doublecortin umano (O43602)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	O43602
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio