


Anticorpo Policlonale Anti-Dp1/Tfdp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14186

Numero articolo: CM0026491



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DP1/TFDP1 (Fattore di trascrizione Dp-1) umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DP1/TFDP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7027
GeneID	7027
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di DP1/TFDP1 umano (NP_009042.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q14186
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio