


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dp1/Tfdp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14186

Numero articolo: CM0008448



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DP1/TFDP1 ad alte prestazioni, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio DP1/TFDP1
Note/alias	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	7027
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 311-410 della proteina umana DP1/TFDP1 (Q14186).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	Q14186
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante