


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dp1/Tfdp1 Per Ihc-P Ed Elisa - Q14186

Numero articolo: CM0013111



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al DP1/TFDP1 umano, un fattore di trascrizione coinvolto nella regolazione del ciclo cellulare dipendente da E2F. Validato per IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. ~45 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DP1/TFDP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7027
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 del DP1/TFDP1 umano (NP_009042.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14186
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio