


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Dpep1 Per Wb, Elisa - P16444

Numero articolo: CM0025070



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit DPEP1 convalidato per WB e ELISA, riconosce DPEP1 umano e murino (~46 kDa). DPEP1 idrolizza i dipeptidi e funge da recettore di adesione per i neutrofili. Proveniente da coniglio, ideale per applicazioni IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DPEP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MDP; RDP; MBD1; DPEP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1800
GeneID	1800
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-385 della DPEP1 umana (NP_001121613.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P16444
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio