

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dpep2 Per Wb, Elisa - Q9H4A9

Numero articolo: CM0019441

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-DPEP2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. DPEP2 è una dipeptidasi coinvolta nel metabolismo dei leucotrieni e nella segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DPEP2 pAb coniglio
Note/Alias	MBD2; DPEP2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	64174
GenelD	64174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-463 di DPEP2 umano (NP_071750.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9H4A9
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio