

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Dpf2 Per Wb E Elisa - Q92785

Numero articolo: CM0023548



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro DPF2 umano, validato per WB e ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla cromatina e studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DPF2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	REQ, CSS7, UBID4, ubi-d4, SMARCG2, DPF2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5977
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-200 del DPF2 umano (NP_006259.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q92785
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio