


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dpf3 Per Wb, Elisa - Q92784

Numero articolo: CM0021590



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al DPF3 umano (noto anche come BAF45C). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e sulla neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DPF3 Rabbit pAb
Note/Alias	CERD4, BAF45C, SMARCG3, DPF3
Specie	Umano
GeneID (umano)	8110
GeneID	8110
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-200 del DPF3 umano (NP_036206.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q92784
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio