

Anticorpo Policlonale Anti-Dph2 Per Wb, Elisa - Q9Bqc3

Numero articolo: CM0022095

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DPH2 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva in modo crociato DPH2 murino. Adatto per la ricerca sulla biosintesi della diftamide e sul fattore di elongazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DPH2 pAb di coniglio
Note/alias	DPH2L2; DEDSSH2; DPH2
Specie	Umana
GeneID (umano)	1802
GeneID	1802
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-330 di DPH2 umano (NP_001375.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9BQC3
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante