

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dpm1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O60762

Numero articolo: CM0026242

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro DPM1, subunità catalitica della DPM sintasi, validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della N-glicosilazione e della sintesi dell'ancora GPI.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DPM1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MPDS; CDGIE; DPM1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8813
GeneID	8813
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 della DPM1 umana (NP_003850.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60762
Peso proteico	30 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio