

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Dpp3 Per Wb Ed Elisa - Q9Ny33

Numero articolo: CM0006030



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro DPP3 umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva DPP3 in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla degradazione dei peptidi bioattivi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	DPP3 mAb di Coniglio
Note/Alias	DPPIII; DPP3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10072
ID Gene	10072
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 638-737 di DPP3 umano (Q9NY33).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NY33
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio