

Anticorpo Policlonale Anti-Dpp8 Per Wb Ed Elisa - Q6V1X1

Numero articolo: CM0026402



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DPP8 umano, generato contro la regione N-terminale (aa10-230). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla piroptosi e sull'inflammasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DPP8 Rabbit pAb
Note/Alias	DP8; DPRP1; DPRP-1; MST097; MSTP097; MSTP135; MSTP141; DPP8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54878
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-230 di DPP8 umano (NP_932065.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6V1X1
Peso Proteico	103kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio