

Anticorpo Policlonale Anti-Dppa2 Per Wb, Elisa - Q7Z7J5

Numero articolo: CM0015063

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DPPA2, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla pluripotenza e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DPPA2 Rabbit pAb
Note/Alias	CT100; PESCRG1; ECAT15-2; DPPA2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	151871
GeneID	151871
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della DPPA2 umana (NP_620170.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q7Z7J5
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante