


Anticorpo Policlonale Anti-Dppa3/Stella Per Wb E Elisa - Q8Qzy3

Numero articolo: CM0019760



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia DPPA3/Stella per WB e ELISA. Riconosce Stella di topo e ratto; regolatore chiave della riprogrammazione epigenetica e della protezione della metilazione del DNA materno negli embrioni precoci. Ideale per la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Stella Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PCG7, PGC7, Stella, 2410075G02Rik
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	73708
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente Stella umana (aa 1-150)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8QZY3
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio