

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dppa4 Per Wb Ed Elisa - Q7L190

Numero articolo: CM0017094

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DPPA4 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva DPPA4 endogeno nelle specie umana, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulle cellule staminali e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DPPA4 Rabbit pAb
Note/Alias	2410091M23Rik; DPPA4
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	55211
ID Gene	55211
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 15-304 di DPPA4 umano (NP_060659.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q7L190
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio