

Anticorpo Policlonale Anti-Dpyd Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q12882

Numero articolo: CM0023985

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DPYD, validato in WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Adatto per lo studio delle vie di degradazione delle pirimidine e del metabolismo del 5-fluorouracile.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	DPYD Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DHP; DPD; DYPD; DHPDHASE; DPYD
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1806
GenelD	1806
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-173 di DPYD umano (NP_000101.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q12882
Peso Proteico	111kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio