


Anticorpo Policlonale Anti-Dpys Per Wb, Elisa - Q14117

Numero articolo: CM0025780



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la DPYS umana (idropirimidinasio), validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo delle pirimidine e sulle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DPYS Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DHP; DHPase; DPYS
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1807
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-519 della DPYS umana (NP_001376.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14117
Peso proteico	57 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio