


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dpysl3 Per Wb, Elisa - Q14195

Numero articolo: CM0016730



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro DPYSL3 umano (CRMP-4). Adatto per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla guida assonale e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DPYSL3 Rabbit pAb
Note/Alias	DRP3; ULIP; CRMP4; DRP-3; LCRMP; CRMP-4; ULIP-1; DPYSL3
Specie	Umano
GeneID	1809
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 440-520 di DPYSL3 umano (NP_001378.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14195
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio