

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dr1 Per Wb E Elisa - Q01658

Numero articolo: CM0028458



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DR1 di alta qualità validato per WB e ELISA. Rileva DR1 (NC2/NC2-beta) in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DR1 Rabbit pAb
Note/Alias	NC2; NC2B; NCB2; NC2-BETA; DR1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1810
GeneID	1810
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-176 di DR1 umano (NP_001929.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q01658
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio