


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Dr4 Per Fc, Elisa - 000220

Numero articolo: CM0007533



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega al DR4 umano (TNFRSF10A/TRAIL-R1), validato per citometria a flusso (FC) ed ELISA. L'immunogeno ricombinante (aa 124-232) garantisce la specificità. Ideale per applicazioni di ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DR4 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; Membro 10a della superfamiglia dei recettori del TNF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8797
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 124-232 del DR4 umano (NP_003835.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	000220
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio