


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14763

Numero articolo: CM0002921



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il DR5/TRAILR2/TNFRSF10B umano (Recettore della morte 5). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di Coniglio DR5/TRAILR2/TNFRSF10B
Note/Alias	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5; DR5/TRAILR2/TNFRSF10B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8795
ID Gene	8795
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 341-440 del DR5/TRAILR2/TNFRSF10B umano (O14763)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14763
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio