


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B Per Wb Ed Elisa - O14763

Numero articolo: CM0015161



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DR5/TRAILR2/TNFRSF10B, validato per Western blot ed ELISA. Specifico per il recettore umano della morte 5, un mediatore chiave dell'apoptosi indotta da TRAIL. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro. 48 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DR5/TRAILR2/TNFRSF10B pAb di coniglio
Note/Alias	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8795
GeneID	8795
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-440 di DR5/TRAILR2/TNFRSF10B umano (NP_003833.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O14763
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante