

Anticorpo Policlonale Anti-Drp1 Per Wb Ed Elisa - Q14919

Numero articolo: CM0024160



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio DRAP1 validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con DRAP1 umano, di topo e di ratto, un corepressore trascrizionale. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DRAP1 Rabbit pAb
Note/Alias	NC2-alfa; DRAP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10589
GeneID	10589
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-150 di DRAP1 umano (NP_006433.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14919
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio