

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Drd1 Per Wb E Elisa - P21728

Numero articolo: CM0028119



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro DRD1 umano (recettore della dopamina D1), adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per ricerche sulle neuroscienze e sulla segnalazione GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DRD1 Rabbit pAb
Note/Alias	DADR; DRD1A; DRD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1812
GeneID	1812
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 338-446 del DRD1 umano (NP_000785.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P21728
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio