


Anticorpo Policlonale Anti-Drd4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P21917

Numero articolo: CM0013637



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-DRD4 prodotto in coniglio contro un peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 100-200 della DRD4 umana. Validato per WB, IHC-P, ELISA e mostra reazione crociata con topo e ratto. Ideale per studi sul recettore dopaminergico D4 nella ricerca neuroscientifica e comportamentale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DRD4 Rabbit pAb
Note/Alias	D4DR; DRD4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1815
ID gene	1815
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della DRD4 umana (NP_000788.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P21917
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio