

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dreb1B Per Wb Ed Elisa - P93835

Numero articolo: CM0020388

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DREB1B (CBF1) di Arabidopsis thaliana, adatto per WB ed ELISA. Ideale per studi sul fattore di trascrizione dello stress da freddo e sulla tolleranza al congelamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	DREB1B Rabbit pAb
Note/Alias	ATCBF1; C-repeat/DRE binding factor 1; DRE BINDING PROTEIN 1B; DREB1B; T30C3.11; TRANSCRIPTIONAL ACTIVATOR CBF1
Specie	Arabidopsis thaliana
GeneID	828653
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di DREB1B di Arabidopsis thaliana (NP_567721.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Arabidopsis thaliana
SWISS	P93835
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio