


Anticorpo Policlonale Anti-Drp1 Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Y295

Numero articolo: CM0026093



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro DRG1 (NEDD3) umano, validato per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con ortologhi di topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'idrolisi GTP, la polimerizzazione dei microtubuli e l'assemblaggio del fuso mitotico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DRG1 Rabbit pAb
Note/Alias	NEDD3; DRG1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4733
ID gene	4733
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 158-367 di DRG1 umano (NP_004138.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y295
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio