

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Drosha Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrr4

Numero articolo: CM0003561



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-DROSHA di alta qualità validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei miRNA e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DROSHA Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	RN3; ETOH12; RNASEN; RANSE3L; RNASE3L; HSA242976; DROSHA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	29102
GeneID	29102
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della DROSHA umana (Q9NRR4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NRR4
Peso proteico	159 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio