


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Drp1 Per Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - O00429

Numero articolo: CM0007079



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-DRP1 validato per WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto, scimmia. Bersaglia la proteina simile alla dinamina-1, fondamentale per la fissione mitocondriale e la sopravvivenza neuronale. Ideale per la ricerca in biologia cellulare e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio DRP1
Note/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10059
GenelD	10059
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 561-670 di DRP1 umano (NP_036192.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	O00429
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio