


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Drp1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O00429

Numero articolo: CM0018996



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro DRP1 umano (proteina simile alla dinamina-1) per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Immunogeno ricombinante (aa 437-736). Reagisce in modo incrociato con topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla fissione mitocondriale, apoptosi e neurologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DRP1 Rabbit pAb
Note/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10059
ID Gene	10059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 437-736 di DNM1L umano (NP_036192.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00429
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio