


Anti-Drp1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00429

Numero articolo: CM0027644



introduzione

Anticorpo policlonale anti-DRP1 di coniglio validato per Western blot, immunohistochemistry, immunofluorescence e ELISA. Rileva DRP1 umano e cross-reagisce con topo, ratto. Ideale per lo studio della fissione mitocondriale, apoptosi e divisione dei perossisomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DRP1 Coniglio pAb
Note/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10059
GeneID	10059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 411-710 di DRP1 umano (NP_036193.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00429
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio