


Anticorpo Policlonale Anti-Dsc1 Per Wb, Elisa - Q08554

Numero articolo: CM0018233



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DSC1 umano (Desmocollin-1) per Western blot e ELISA. Validato su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare mediata dai desmosomi e della funzione di barriera epidermica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DSC1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CDHF1; DG2/DG3; DSC1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1823
ID Gene	1823
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 480-690 del DSC1 umano (NP_077739.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q08554
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio