


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Dsc2 Per Wb, Elisa - Q02487

Numero articolo: CM0016721



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio DSC2 di alta qualità, validato per Western blot ed ELISA. Riconosce la desmocollina-2 umana (UniProt Q02487), una caderina dei desmosomi cruciale per l'adesione cellulare e l'integrità tissutale. Adatto per la ricerca cardiaca e intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DSC2 Rabbit pAb
Note/Alias	DG2; DSC3; CDHF2; ARVD11; DGII/III; DSC2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1824
ID Gene	1824
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-690 di DSC2 umana (NP_077740.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q02487
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio